



PHEMEDICA[®]
DISTRIBUIDORA MÉDICA

Catálogo Línea Ortopédica

EKO-MOBILITY



INDICE



PRODUCTOS NUEVOS

PAG. 3

SILLAS DE RUEDAS

PAG. 5

ANDADERAS

PAG. 15

BASTONES & MULETAS

PAG. 23

COMODOS & ACCESORIOS DE BAÑO

PAG. 30



PRODUCTOS NUEVOS





Andadera aluminio ancho ajustable

EA100501J



Estructura aluminio plegable
Ancho ajustable
Plegado doble botón
Altura ajustable 8 niveles
Ruedas 5" pulgadas

Silla cómodo-ducha 19"

EC400901J



Estructura aluminio plegable
Descansabrazo fijo
Asiento y respaldo con
cubierta acojinada (EVA)
desmontable
Descansapie abatible
Ruedas delanteras 4"
con bloqueo
Ruedas traseras 12"

SILLAS DE RUEDAS





Silla de ruedas 18"

WXD18NEFDAS-NEGRO

WXD18AZFDAS-AZUL
WXD18RJFDAS-ROJA
WXD18GRFDAS-GRIS



- Acero esmaltado
- Descansabrazo fijo
- Descansapie desmontable
- Tapicería NYLON
- Respaldo abatible
- Rín de aluminio
- Rueda delantera 8 X 1"
- Rueda trasera sólida

Silla de ruedas 18"

WXC18NEFDAS-NEGRO



- Acero esmaltado
- Descansabrazo fijo
- Descansapie desmontable
- Tapicería VINIL
- Respaldo abatible
- Rín de aluminio
- Rueda delantera 8 X 1"
- Rueda trasera sólida



Silla de ruedas 18" fija con frenos

WXCF18NEFFAS



- Acero esmaltado
- Descansabrazo recto fijo
- Descansapiés fijos
- Rueda trasera sólida
- Sistema de frenos en puños

Silla de ruedas 18" esmaltada

WXC18NEFFMS



- Acero esmaltado negro
- Descansabrazo fijo
- Descansapiés fijos
- Tapicería vinil
- Llanta sólida delantera de 8 x 1"
- Rín de policarbonato



Silla de ruedas acero cromada 19" neumática

WX19CRUDAP

**SOPORTA
136 kg**



- Acero cromado
- Descansabrazo abatible con cojín de PU
- Descansapie removible
- Tapicería NYLON
- Rín de aluminio
- Rueda delantera PU 8 x 2"
- Rueda trasera neumática



Silla de acero cromada 19" Rin Mag

WX19CRUDMS



**SOPORTA
136 kg**

- Acero cromado
- Descansabrazo abatible
- Descansapiés removibles
- Tapicería nylon
- Rín de policarbonato
- Rueda delantera PU 8 x 2"
- Llanta trasera 24 x 1"

Silla de ruedas 18" llanta neumática extra ancha

WXA18NEFFAP



- Acero esmaltado negro
- Ancho asiento 18"
- Descansabrazos fijos
- Descansapiés fijos
- Tapicería nylon
- Rueda delantera 8 x 1"
- Rín de aluminio
- Llanta neumática extra ancha



Silla de sobrepeso 22"

WX22BSVDDMS



AHORA CON DOBLE
TAPICERÍA ACOJINADA
NYLON VENTILADO
FÁCIL DE LAVAR

- Acero esmaltado
- Doble soporte en tubos de acero
- Descansabrazo desmontable
- Descansapie desmontable
- Tapicería nylon
- Rueda delantera 8x2"PU
- Rueda trasera reforzada
- Rin MAG

Silla de sobrepeso 24"

WX24BSVDDMS



AHORA CON DOBLE
TAPICERÍA ACOJINADA
NYLON VENTILADO
FÁCIL DE LAVAR

- Acero esmaltado
- Doble soporte en tubos de acero
- Descansabrazo desmontable
- Descansapie desmontable
- Tapicería nylon
- Rueda delantera 8x2"PU
- Rueda trasera reforzada
- Rin MAG



Silla de ruedas TT esmaltada 14"

WXTT14RJUDAP-ROJO



SOPORTA
136 kg

- Esmaltada
- Descansabrazo abatible con cojín PU
- Descansapié removible
- Tapicería Nylon anti-flama
- Rueda delantera 8" x 2"
- Llanta trasera TT neumática 24 x 1.75"

Silla de ruedas TT esmaltada 16"

WXTT16AZUDAP-AZUL



SOPORTA
136 kg

- Esmaltada
- Descansabrazo abatible con cojín PU
- Descansapié removible
- Tapicería Nylon anti-flama
- Rueda delantera 8" x 2"
- Llanta trasera TT neumática 24 x 1.75"



TODO TERRENO

EXTRA COMPACTA

EXTRA CONFORT

Silla de ruedas TT 19" acero

WXTTXC19GRUDAP - GRIS
WXTTXC19NRUDAP - NARANJA
WXTTXC19RJUDAP - ROJO

SOPORTA
136 kg



RESPALDO ABATIBLE:

Más compacta para fácil manejo,
almacenamiento y traslado

- Descansabrazo abatible
tipo escritorio con cojín de PU
- Descansapiés removibles de plástico Tool Free

DOBLE TAPICERÍA: NYLON REFORZADO Y
VENTILADO NEGRO ANTIFLAMA,
ACOJINADO DESMONTABLE

- Material transpirable acojinado
para mayor comodidad
- Panel lateral de plástico
- Rueda delantera 8x2" PU
- Rueda trasera neumática 24 x 1.75"
- Rín de aluminio



Incluye bomba y
Kit de reparación



AIRE

Silla de ruedas ultraligera 18" / 19"

WAL18GRFDASQ-18"

WAL19GRFDASQRA-19"



ULTRALIGERA!!
11.4 kg

- Material aluminio ultraligero
- Respaldo abatible
- Tapicería nylon ANTI-FLAMA acojinado PU ventilado deportivo
- Descansabrazo fijo tipo slope con cojin de PU
- Frenos aluminio
- Cinturón de seguridad
- Doble cruceta
- Ruedas traseras de 22" con Rin de aluminio PU
- Ruedas delanteras 6 x 1.25"
- Descansapie desmontable



Silla de traslado de viaje 19" aluminio ultraligera

EZ500101M



CUENTA CON
SISTEMA "EASY GO"
TIPO MALETA.
¡¡FÁCIL TRASALADO!!



- Estructura aluminio plegable
- Descansabrazos abatibles, acojinados cubiertos de espuma de PU
- Respaldo con cinturón de seguridad
- Tapicería nylon, deportiva, acojinado, ventilado
- Seguro de plegado
- Seguridad seguro de bloqueo para antiplegado
- Freno central
- Amortiguadores frontales
- Ruedas delanteras sólidas PU 5 x 1.5"
- Ruedas traseras sólidas PU 8 x 2"





ANDADERAS





Andadera plegable

EA100101-PLATA



- Aluminio pulido
- Mecanismo de plegado de botón
- Puños PVC antiderrapantes
- Ajuste de altura
- Regatones antiderrapantes

Andadera reciproca

EA200202-BRONCE
EA200204-PLATA

- Mecanismo de plegado de botón
- Aluminio pulido
- Ajuste de altura



Andadera doble apoyo

EA100201-PLATA



- Aluminio pulido
- Mecanismo de plegado de botón
- Puños PVC antiderrapantes
- Ajuste de altura
- Regatones antiderrapantes

Andadera doble apoyo con ruedas

EA100202



- Acabado plata en aluminio
- Mecanismo de plegado de botón
- Ajuste de altura
- Ruedas sólidas 5 x 1"
- Regatones antiderrapantes



Andadera plegable con ruedas

EA200101-PLATA



- Mecanismo de plegado de botón
- Acabado en aluminio
- Ajuste de altura
- Ruedas 5 x 1"

Andadera con ruedas de aluminio plegable KD

EA200801Q



- Mecanismo de plegado de botón
- Aluminio pulido
- Ajuste de altura



Andadera infantil c/ruedas 5"

EA700101



- Fabricado en aluminio plata
- Altura ajustable
- Plegable tubo H con doble soporte
- Ruedas sólidas 5 x 1"
- Regatones anti - derrapantes

Andadera infantil posterior con ruedas

EA800101



- Fabricado en aluminio
- Terminados color plata en soporte color amarillo y puños azules
- Plegable con doble soporte
- Ajuste de altura
- Ruedas sólidas 3 x .75"



Andadera infantil c/ruedas 3"

EA700201



- Fabricado en aluminio
- Color plata
- Plegable con ajuste de altura
- Ruedas sólidas 3 x .75"
- Regatones anti-derrapantes

Andadera de aluminio asiento plegable

EA600101



- Fabricado en aluminio
- Plegable
- Ajuste de altura
- Regatones anti-derrapantes



Andadera multifuncional 5 en 1

EA300801



- Aluminio plegable
- Altura ajustable
- Estructura doble apoyo
- Cubierta asiento EVA (etilvinilacetato) suave, acojinado y antiderrapante
- Asiento de plástico reforzado con tapa





Andadera rollator de aluminio con asiento doble puño

ER300801R



- Asiento nylon ventilado (38 x 25 cms)
- Estructura aluminio plegable
- Respaldo logo bordado
- Mango ergonomico doble apoyo
- Altura ajustable 5 niveles
- Regatones antiderrapantes
- Ruedas 6 x 1"

Andadera rollator de acero

ER400101M - ROJA
ER400201M-AZUL
ER400301M-PLATA



- Fabricada en acero esmaltado
- Estructura plegable
- Asiento acojinado de vinil con bolsa
- Ajuste de altura 8 niveles
- Ruedas sólidas 6x1"



BASTONES & MULETAS





Bastón mango curvo

EB010101-BRONCE
 EB010201-NEGRO
 EB010301-PLATA



- Aluminio
- Altura ajustable
- Anillo de seguridad

Bastón cuello de ganso

EB020101-BRONCE
 EB020201-NEGRO
 EB020301-PLATA



- Aluminio
- Altura ajustable
- Anillo de seguridad



Bastón plegable mango francés anodizado

Eb030103 - ROSA
Eb030104 - AZUL
EB030106 - VERDE



- Aluminio
- Altura ajustable
- Anillo de seguridad
- Mango goma
- Antiderrapante

Bastón tripie con asiento

EB050201-PLATA
EB050202-BRONCE



- Aluminio pulido
- Estructura plegable
- Mango curvo
- Con asiento de 3 apoyos
- Regatones anti-derrapantes



Bastón plegable mango francés

EB030101



- Aluminio
- Altura ajustable
- Anillo de seguridad
- Regatón antiderrapante

Bastón plegable para invidentes

EB060101



- Aluminio ligero
- Color plata
- Plegable en 4 secc
- Vinyl antiderrapante
- Secciones reflejantes a la luz



Bastón 3 apoyos mango

EB090101



- Aluminio
- Anonizado en plata
- Ambidiestro
- Altura ajustable
- Regatones anti-derrapantes

Bastón 4 apoyos cuello de ganso

EB040101-PLATA
EB040103-BRONCE



- Aluminio
- Altura ajustable
- Anillo de seguridad
- Regatones anti-derrapantes



Bastón rotatorio de aluminio

- EB030802J-AZUL
- EB030803J-VERDE
- EB030804J-MORADO
- EB030805J-NEGRO



- Aluminio
- Manubrio cómodo y a prueba de sudor
- Altura ajustable 10 niveles
- Regatón antiderrapante, resistentes al desgaste
- Regatón giratorio 360°

REGATÓN GIRATORIO 360°
Previene esguinces de muñecas





Muleta axilar de aluminio

EM100101D - GRANDE
 EM100102D - MEDIANA
 EM100103D - CHICA




- Aluminio ultraligero
- Axilar Acojinado
- Altura ajustable
- Regatones anti-derrapantes

Muleta canadiense

EM200203-CHICA



- Aluminio ultraligero
- Axilar Acojinado
- Altura ajustable
- Regatones anti-derrapantes



COMODOS & ACCESORIOS DE BAÑO





Banco de ducha doble higiene

ED100901Q



- Aluminio anodizado pulido
- Ajustable en 5 niveles
- Asiento plástico resistente
- Regatones antiderrapantes

Banco de ducha tipo mariposa

ED100801Q



- Aluminio anodizado pulido
- Ajustable en 5 niveles
- Asiento plástico resistente
- Regatones antiderrapantes



Banco ducha sin respaldo

ED100101



- Aluminio anodizado pulido
- Ajustable en 8 niveles (35 - 53 cms)
- Asiento plástico resistente
- Regatones antiderrapantes

Silla ducha básica

ED900101



- Acero esmaltado
- Estructura desmontable
- Altura ajustable
- Asiento ergonómico, plástico resistente
- Descansabrazo fijo
- Regatones anti-derrapantes



Silla ducha con respaldo de aluminio

ED200101



- Fabricado en aluminio anodizado
- Altura ajustable
- Respaldo desmontable y asiento de plástico resistente anti-derrapante
- Regatones anti-derrapantes

Silla ducha con descansabrazos

ED500101



- Aluminio pulido
- Con descansabrazo
- Respaldo y asiento de plástico
- Ajuste de altura



Banco ducha plegable

ED100201



- Aluminio anodizado
- Altura ajustable
- Regatones anti-derrapantes

Banco ducha con descansabrazos

ED600101



- Aluminio pulido
- Descansabrazo fijo
- Ajuste de altura



Soporte para WC

EI300101



- Estructura de aluminio
- Ancho ajustable de barra frontal a 6 niveles
- Altura ajustable a 8 niveles
- Descansabrazo acojinado
- Regatones antiderrapantes

Soporte para WC

EI100101



- Aluminio pulido
- Antiderrapante
- Altura ajustable



Orinal femenino

EU300101



- Fabricado en plástico
- Alta resistencia
- Diseño anatómico

Orinal unisex

EU400101



- Fabricado en plástico
- Alta resistencia
- Diseño anatómico



Medicamentos



Ortopédicos



Material Médico



Instrumental Médico



Muebles Hospitalarios

Pregunta
por nuestras
promociones.

 221 349 36 32

www.phemedica.com.mx

