



Catálogo Línea Ortopédica

ORTHO DAI  **HERGOM**
EQUIPMENT FOR LIFE



INDICE

COLLARINES CERVICALES **PAG. 3**

CABESTRILLOS & INMOVILIZADORES **PAG. 5**

NEOPRENO IMPORTADO **PAG. 12**

SILLAS DE RUEDAS **PAG. 16**

ANDADERAS **PAG. 22**

BASTONES & MULETAS **PAG. 25**

COMODOS & ACCESORIOS DE BAÑO **PAG. 30**

LINEA AUXILIAR **PAG. 34**



COLLARINES CERVICALES





OB02B

Collarín Cervical Blando Perfil Medio

Tallas: S,M,L,XL.

Color: Blanco



Linea económica



OB02B

Collarín Cervical Blando Perfil Medio

Tallas: S,M,L,XL.

Colores:

- OB02G** Gris
- OB02A** Arena
- OB02A** Azul
- OB02R** Rosa
- OB02N** Negro



OD02F

Collarín Cervical Semi Rigido

Tipo Filadelfia

Tallas: S,M,L,XL.

Color: Piel



OB02B

Collarín Cervical Blando Perfil Bajo o Alto

Tallas: S,M,L,XL.

Colores:

- OB03A** Perfil Bajo Azul
- OB03C** Perfil Bajo Arena
- OB04A** Perfil Alto Azul
- OB04C** Perfil Alto Arena





CABESTRILLOS & INMOVILIZADORES





Cabestrillo Sencillo

Tallas:

OB01-A Adulto

OB01-I Infantil

Color:

Azul 



Inmovilizador de Hombro

Tallas:

OB05-A Adulto

Color: Azul 

OB05-I Infantil

Color: Negro 



OD01

Cabestrillo Sencillo
Tallas: S,M,L,XL
Color: Negro



OD01V

Cabestrillo Sencillo
Ventilado
Tallas: S,M,L,XL
Color: Negro



OD03

Cabestrillo Tipo
Canguro
Tallas: S,M,L,XL
Color: Negro



OD01B

Cabestrillo en Banda
Tallas:
Unitalla / Ambidiestro
Color: Negro





OD05

Inmovilizador de Hombro

Tallas: S,M,L,XL

Color: Negro



OD05B

Inmovilizador de Hombro

en Bnada

Tallas:

Unitalla / Ambidiestro

Color: Negro



OD09

Muñequera Estabilizadora

Ambidiestra

Tallas: S,M,L,XL

Color: Negro



OD10-19

Inmovilizador de Rodilla

Tripanel 19" (47.50 cm.)

Tallas:

Unitalla / Ambidiestro

Color: Negro





OD11

Muñequera
Afelpada
Tallas:
Unitalla / Ambidiestra
Color: Beige ■



OD12

Tobillera en Bnada
Tallas:
Unitalla / Ambidiestra
Color: Beige ■



ODF01

Faja Costal Elastica
Hombre o Mujer
Tallas: Unitalla
Color: Beige ■



ODF02

Soporte Abdominal
Ajustable con varillas
Plásticas
Tallas: Unitalla o XXL
Color: Beige ■





ODF03

Faja Sacro Lumbar
Rigida con Varillas de
Aluminio
Tallas: S,M,L,XL,XXL
Color: Beige



ODF04

Faja Sacro Lumbar
Ventilada
con Varillas de Aluminio
Tallas: S,M,L,XL, XXL
Color: Beige



ODF01

Faja Industrial Ortopédica
con Cinturón de Refuerzo
Tallas: S,M,L,XL
Color: Negro



ODF07

Faja para Colostomia
para bolsa Universal
Tallas: Unitalla
Color: Beige





ODF08

Corrector de Postura
con Varillas Plásticas
Tallas: S,M,L,XL,XXL
Color: Negro





NEOPRENO IMPORTADO





ODN01

Muñequera Ajustable
de Neopreno
Tallas: Unitalla / Ambidiestra
Color: Negro ■



ODN03

Muñequera con Ferúla
Túnel Carpial de Neopreno
Tallas: Unitalla / Ambidiestra
Color: Negro ■



ODN05

Codera Anatómica Ajustable
de Neopreno
Tallas: Unitalla y Ambidiestra
Color: Negro ■



ODN07

Rodillera Corta Ajustable
de Neopreno
Tallas: Unitalla y XXL
Color: Negro ■





ODN08

Rodillera Larga Ajustable de Neopreno
Tallas: Unitalla y XXL
Color: Negro ■



ODN09

Rodillera Rotuliana Ajustable de Neopreno
Tallas: Unitalla / Ambidiestra
Color: Negro ■



ODN11

Pantorrillera Anatómica Ajustable de Neopreno
Tallas: Unitalla / Ambidiestra
Color: Negro ■



ODN12

Tobillera en Banda Ajustable de Neopreno
Tallas: Unitalla / Ambidiestra
Color: Negro ■






ODN17

Rodillera Mecánica
Postoperatoria
Tallas: S,M,L,XL
Color: Negro ■




ODN18

Rodillera Corta Ajustable
con Varillas Flexibles
Tallas: Unitalla y XXL
Color: Negro ■



ODN19

Rodillera Larga Ajustable
con Varillas Flexibles
Tallas: Unitalla y XXL
Color: Negro ■





SILLAS DE RUEDAS





Silla de ruedas 18"

S100B



- Capacidad máxima de carga 100 kg. Color negra.
- Ancho del asiento de 18" con reposabrazos fijo.
 - Acolchado de PVC.
 - Reposapiés desmontable de plástico.
 - Panel lateral de plástico.
 - Rueda delantera de 8"; con neumático sólido, radio trasero de 22" y aluminio con neumático sólido.
 - Llantas de cañuela delanteras y traseras



Silla de ruedas 24" fija con frenos

S150B



- Silla de ruedas Basic S150B.
- Color negro. Ruedas traseras de 24 ".
- Estructura de acero.
- Asiento de poliéster de 46 cm de ancho.
- Reposapiés ajustable y desmontable.
- Reposabrazos jo.
- Cruz simple.



Silla de ruedas adulto con parálisis cerebral

S800



- Diseñada para adultos con parálisis cerebral.
- Plegable para poder transportar con mayor facilidad.
- Asiento con cojín abductor y respaldo reclinable
- Cabecera anatómica, ajustable y desmontable
- Protectores de brazo para evitar el balanceo involuntario del usuario
- Los descansa brazos y descansa pies son ajustables y desmontables
- Descansa piernas ajustable con 3 distancias para la altura del cojín
- Sistema anti-volcaduras
- Cinturón de seguridad
- Bloqueo de ruedas
- Rines de policarbonato y ruedas traseras de poliuretano, no necesitan aire
- Tabular metálico en azul eléctrico



Silla de ruedas infantiles con parálisis cerebral

S700



- Diseñada para infantes con parálisis cerebral.
- Amplia gama de regulaciones que permite al usuario una postura correcta y gran confort, evitando deformaciones.
- Asiento, cabecera y respaldo acojinados, con forro de lona antitranspirante.
- Cabecera ergonómica y ajustable.
- Protectores para un mayor soporte (torso y entrepiernas).
- Reposabrazos blandos tipo escritorio de altura ajustable.
- Eleva piernas ajustable a 90° y 180°.
- Soporte anti volcaduras.
- Frenos de seguridad en llantas traseras.
- Cinturón cruzado de seguridad.
- Soporta hasta 75 kg de peso.



Silla de ruedas eléctrica velocidad máxima 6 km/h

S500



- Velocidad máxima 6km/h
- Kilometraje de resistencia 20 km
- Batería de plomo-ácido Cc24 V x 18 km
- Rendimiento de frenado horizontal 1.5 mts.
- Frenado máximo seguro en pendientes 3.6 mts. (6°)
- Potencia motor 210 W x 2
- Ancho de la ranura transversal 100 mm.
- Carga máxima 100 kg.
- Peso 40/35 kg.
- Tamaño 76 x 52 x 78 cm.



ANDADERAS





Andadera ortopédica para adulto

AN06



- Material de aluminio con acabados en aerosol líquido con un grosor de tubo de 1.5 mm
- Las cuatro patas son desmontables
- Equipado con una bolsa de compras
- Adaptado con sistema de frenos de bloqueo automático.
- Equipado con 4 ruedas de 6 pulgadas PVC
- Dimensiones del empaque (largo x ancho x alto) 55x20x52 cm
- Peso del producto 6.5 kg
- Medidas del asiento 54.5 cm
- Dimensiones plegada 14.5 cm
- Regulable 6 posiciones
- Peso máximo soportado 100 kg



Andadera plegable estructura ligera
y superficie de acero inoxidable

AN03G



- Estructura de bastidor ligera.
- Hecha de tubo de aluminio.
- Superficie de acero inoxidable.
- Altura regulable.
- Capacidad de carga 100 kg máx.

Andadera plegable con ruedas
fuerte de aluminio y extra ligera

AN04G



- Mecanismo de plegado con botón al centro.
- Empuñaduras texturizadas.
- Refuerzos laterales.
- Llantas delanteras de 5" de PVC.
- Estructura de aluminio.
- 8 Niveles para ajustar la altura.
- Topes plásticos.
- Gomas antiderrapantes en patas traseras.



BASTONES & MULETAS





Bastón con asiento de mango curvo

BSTSS3



- Diseño multifuncional.
- Silla de bastón plegable con gomas antiderrapantes.
- Cómodo y seguro.
- Altura ajustable.
- Peso promedio máximo de soporte: 90 Kg



Bastón plegable de aluminio francés

BSTP3



- Mango francés.
- Bastón retráctil fácil de llevar y Transportar.
- Bastón Ligero y confiable con Mango Ergonómico.
- Peso promedio máximo de soporte: 100 Kg



Bastón de aluminio cuello de ganso

BSTA3



- Mango cuello de ganso.
- Ajuste de altura.
- Ideal para actividades al aire libre.
- Peso promedio máximo de soporte: 100 Kg.

Bastón 4 patas, cromado mango cuello de ganso

BST4PCN



- Mango cuello de ganso.
- Bastón de 4 puntos.
- 10 posiciones de ajuste de altura.
- Botón de bloqueo especial.
- Mango ergonómico y suave.
- Base plástico antideslizante para estabilidad y seguridad en cualquier superficie.
- Peso promedio máximo de soporte: 100 Kg.



Muleta de aluminio

MLTM



Muleta estilo canadiense

Em200203



Está confeccionada en aluminio de excelente calidad, posee un amplio rango de graduación de altura de manera sencilla. Tanto su empuñadura plástica, como el soporte axilar recubiertos de espuma permitiendo mayor comodidad y adaptabilidad a la mano y a la axila.

Además su empuñadura es graduable en altura (de acuerdo al largo del brazo), sin necesidad de herramientas tan solo aflojando una tuerca mariposa. Peso máximo 100 kg.



COMODOS & ACCESORIOS DE BAÑO





Silla comodo

AWC02



- Aplica para gente mayor, discapacitados, después de la cirugía y mujeres embarazadas.
- Estructura de aluminio.
- Altura regulable.
- Soporta hasta 100 kg de peso.



Silla con inodoro

AWC01



- Silla con inodoro plegable de acero con aluminio.
- Plegable.
- Capacidad 100 kg.
- Color Gris.

Silla de inodoro

AWC03



- Silla de inodoro plegable de aluminio.
- Para ancianos y discapacitados.
- Con ruedas y descansa pies.
- Color Gris.



Silla de baño

ABR01

- Silla de baño de respaldo abatible y diseño de liberación rápida.
- Con orificios para evitar el estancamiento de agua o jabón.
- Sus patas cuentan con gomas anti derrapantes para seguridad.



·Regatones anti-derrapantes



LÍNEA AUXILIAR





COLSECC3

Colchón Seccionado (Tres Secciones)
para cama de Hospital
Medidas: 1.90 mts. x .90 mts.
Color: Negro



Para Cama de 3 Secciones




Fabricados con tela
repelente al agua




tela más fresca
tipo toalla



Repelente a
líquidos



Con cierres para
facilitar su lavado



CUBCOL

Cubre Colchón o Protector de Cama
Previene manchas y da más vida a su colchón.

Medidas:

Chico: .80 mts. x 1.40 mts.

Mediano: 1.40 mts. x 1.50 mts.

Grande: 1.40 mts. x 1.90 mts.

Color: Blanco

Forma de Colocar su Cubre Colchón



Chico
Cama Individual



Mediano
Cama Matrimonial



Grande
Cama Matrimonial o Queen




Fabricados con tela
repelente al agua



tela más fresca
tipo toalla



Repelente a
líquidos



Con cierres para
facilitar su lavado



Medicamentos



Ortopédicos



Material Médico



Instrumental Médico



Muebles Hospitalarios

Pregunta
por nuestras
promociones.

 221 349 36 32

www.phemedica.com.mx

