



Catálogo Muebles Médicos

BANQUETA 2 PELDAÑOS CROMADA



- Alta durabilidad.
- Sólida y confiable.
- Peldaño de acero reforzado con antiderrapante de 1.3 mm de espesor y moldura perimetral de aluminio anodizado.
- Cuatro apoyos de acero tubular de 25 mm y 1.2 mm de espesor con regatones antiderrapantes, acabado cromo.

MEDIDAS:

Largo: 50.5 cm.

Ancho: 40.5 cm.

Alta: 32.0 cm.

Peso: 4.8 kg.



BANQUETA ESMALTADA



- Alta durabilidad.
- Sólida y confiable.
- Peldaño de acero reforzado con antiderrapante de 1.3 mm de espesor y moldura perimetral de aluminio anodizado.
- Cuatro apoyos de acero tubular de 25 mm y 1.2 mm de espesor con regatones antiderrapantes, acabado cromo.

MEDIDAS:

Largo: 44.0 cm.

Ancho: 28.0 cm.

Alto: 22.0 cm.

Peso: 2.6 kg.

BANQUETA INOXIDABLE



- Uso extra pesado.
- 100% inoxidable.
- Peldaño de acero inoxidable Tipo 304 con refuerzo de 1.9 mm. de espesor.
- Tapete antiderrapante de hule estriado 1.3 mm. de espesor.
- Cuatro apoyos de acero inoxidable Tipo 304 acabado pulido P3 de 1.9 mm. de espesor con regatones antiderrapantes.


MEDIDAS:

Largo: 40.0 cm.

Ancho: 28.0 cm.

Alto: 22.0 cm.

Peso: 4.4 kg.



BOTE DE CONSULTORIO MICHEL



- Alta durabilidad.
- Elegante y solido bote con esquinas redondeadas.
- Recubrimiento texturizado de gran desempeño contra los golpes y la oxidación.
- Fabricado en acero de alta resistencia.
- Tapa metálica con sello plástico accionada por medio de pedal.
- Bolsa plástica desechable, para evitar la contaminación.

MEDIDAS:

Frente: 32.0 cm.

Ancho: 24.0 cm.

Alto: 48:0 cm.

Peso: 4.6 kg



BANCO DE CONSULTORIO 2K



- Si buscas comodidad, durabilidad y que combine con todo, Banco 2k
- Asiento confortable sin costuras elaborado con poliuretano moldeado de alta densidad 53 kg/m³.
- Base de 60.0 cm. de diámetro con cinco apoyos de polipropileno de alta resistencia con rodaja de doble nervadura tipo apoyo.
- Altura variable por medio de resortes bloqueable accionado manualmente por la palanca lateral.
- Vinil imitación piel de alta resistencia, lavable e impermeable.
- Respaldo acojinado de alta resistencia.
- Altura ajustable de 10.0 cm.

MEDIDAS:

Diámetro: 38.4 cm.

Altura mínima: 45.0 cm.

Altura máxima: 60.0 cm.

Peso sin respaldo: 5.7 kg.

Peso con respaldo: 9.4 kg.

COLOR VINIL



GABINETE CON ALACENA



- Espacio dos en uno.
- Alacena superior con entrepaño ajustable.
- Gabinete.
- Tarja de acero inoxidable de 38.0 x 38.0 cm. Jaladeras en perfil de acero.
- Fabricado totalmente en acero de 0.8 mm. de espesor.
- Bisagras dibimensionales en todas sus puertas.
- Recubrimiento texturizado de gran desempeño contra los golpes y la oxidación.

MEDIDAS:

Frente: 60.0 cm.

Ancho: 42.0 cm.

Alto: 180.0 cm.

Peso: 35.5 kg.

CAMILLA MARINA



- Alta durabilidad, rígida y práctica camilla para emergencias.
- Estructura tubular en perfil de acero de 25 mm. de diámetro y 1.2 de espesor terminado cromo.
- Bisagra conformada en chapa de acero de una sola pieza de 2.6 mm. de espesor.
- Fijadores de acero inoxidable.
- Refuerzos estructurales anti-deformación en condiciones de carga.
- Lona plástica con retícula poliéster-PVC.
- Costuras dobles con hilos de nylon.

MEDIDAS EXTENDIDA:

Frente: 50.0 cm.

Ancho: 15.0 cm.

Alto: 94.0 cm.

MEDIDAS PLEGADA:

Frente: 50.0 cm.

Ancho: 7.5 cm.

Alto: 185.0 cm.

Peso: 4.8 kg

SILLA TOMA MUESTRA



- Estructura de tubo redondo de acero de 25 mm. y un espesor 1.2 mm.
- Acabado en pintura horneada.
- Acojinamiento en asiento y respaldo de espuma de poliuretano cubierto por vinil tacto piel, de alta costura y máxima durabilidad.
- Regueteros de hule natural antiderrapantes.
- Ajustes de altura de coderas.

MEDIDAS:

Ancho: 70.0 cm.

Largo: 74.0 cm.

Altura: 74.0-86.0 cm.

Peso: 21.4 kg

COLOR VINIL



COLOR MUEBLE



SILLA TOMA MUESTRA CON CAJÓN



- Estructura de tubo redondo de acero de 25 mm. y un espesor 1.2 mm.
- Acabado en pintura horneada.
- Acojinamiento en asiento y respaldo de espuma de poliuretano cubierto por vinil tacto piel, de alta costura y máxima durabilidad.
- Cajón de lámina de acero acabado en pintura horneada con cubierta de melamina.
- Reguetones de hule natural antiderrapantes.
- Ajustes de altura de coderas.

MEDIDAS:

Ancho: 70.0 cm.

Largo: 74.0 cm.

Altura: 74.0-86.0 cm.

Peso: 21.4 kg

COLOR VINIL



COLOR MUEBLE



DIVÁN CLASE G



Mesa para realizar exploración, sentado o acostado, con amplio compartimiento.

Suerficie acojinada con vinil resistente y poliuretano suave.

Dos cajones laterales con corredera silenciosa de extensión total

Repisa retráctil.

Amplio compartimiento con puertas corredizas en rieles de aluminio con jaladeras embutidas.

Recubrimiento texturizado de gran desempeño contra los golpes y la oxidación.

COLOR VINIL



COLOR MUEBLE



CHAISE LOUNGE INNOVA



- Fabricado con lámina y tubo de acero, recubiertos con pintura electrostática.
- Consta de:
- Bastidor acojinado ergonómico forrado con vinil impermeable liso y antibacterial.
- Dos cajones laterales integrados.
- Regatones antiderrapantes.

MEDIDAS:

Ancho: 60.0 cm.

Largo 184.0 cm.

Altura: 67.0 cm.

Peso: 34 kg.

CHAISE LOUNGE TUBULAR CROMADO



- Fabricado con tubo de acero acabado cromado.
- Consta de:
Bastidor acojinado y recubrimiento con vinil impermeable, liso y antibacterial.
Doble estructura de tubo de acero acabdo cromado protegido con abrazaderas que eliminan el contacto directo del piso con el mueble.

MEDIDAS:

Largo: 181.5 cm.

Ancho: 60.0 cm.

Alto: 54.0 cm.

Peso: 15 kg.

MESA UNIVERSAL 2K CLASE G



- Sólida construcción de acero para una gran demanda de trabajo.
- Recubrimiento texturizado de gran desempeño contra golpes y la oxidación.
- Aprovecha el espacio al máximo con sus cuatro cajones, dos de apertura en ambos lados y dos frontales.
- Estribos pierneras plasticas con sistema de multiples posiciones con sistema levanta y jala.
- Respaldo de alta densidad con ajustes continuo 0° a 75° por palancas laterales.
- Asiento con basculación pélvica de 7°
- Piernera con alineación perfecta con su novedoso sistema retráctil.
- Bandeja de tratamiento plastica de 1.5 litros.
- Banqueta extraíble con el pie.
- Porta rollo de papel en el respaldo.
- Contacto doble de alimentación de corriente 115V, BAMP.
- Capacidad segura de 225 kg.

Accesorios Opcionales:

- Bandeja de tratamiento de 1.5 litros. en acero inoxidable.
- Taloneras de aluminio con recubrimiento texturizado.


COLOR VINIL



COLOR MUEBLE



MESA GINECOLÓGICA INNOVA MICHEL



- Fabricado con lámina de acero recubierta con pintura electrostática.
- Dos puertas y tres cajones laterales personalizados y combinables con el bastidor acojinado.
- Bastidor acojinado ergonómico.
Respaldo que brinda posiciones de 0° a 90° en forma manual por medio de cremallera.
- Asiento seccionado para tener acceso a la charola de expulsión para realizar exploración ginecológicas.
- Posición pélvica.
- Piecera que brinda posiciones de 270° a 180° en forma manual a través de cremallera.
- Sistema porta piernas accionado por medio de una perilla opresora.
- Porta toalleros cromado para rollo o toalla.
- Niveladores que permiten dar estabilidad en superficies irregulares.
- Sistema eléctrico, que permite al médico conectar equipos a la mesa 120V, 10V.

MEDIDAS:

Ancho: 61.0 cm.

Largo: 166.0 cm.

Altura: 90.0 cm.

Peso: 60.100 kg

COLOR VINIL



COLOR MUEBLE



MESA NOVUS CALSE G



- Práctica para realizar exploraciones con amplio comportamiento.
- Superficie acojinada con vinil resistente y poliuretano suave.
- Sistema de cremallera para posición de inclinación en respaldo y pecera.
- Amplio compartimiento con puertas corredizas en rieles de aluminio con jaladeras arrasadas.
- Soportes para estribos.
- Recubrimiento texturizado de gran desempeño contra los golpes y la oxidación.

Accesorios Opcionales:

- Pierneras plásticas.

MEDIDAS:

Ancho: 59.0 cm.
Largo: 135.0 cm.
Altura: 87.0 cm.

COLOR VINIL



COLOR MUEBLE



MESA DE EXPLORACIÓN INNOVA MICHEL



- Fabricado con lámina de acero recubierta con pintura electrostática.
- Dos puerta y tres cajones laterales personalizados y combinables con el bastidor acojinado.
- Bastidor acojinado ergonómico.
Respaldo que brinda posiciones de 0° a 90° en forma manual por medio de cremallera.
- Asiento seccionado para tener acceso a la charola de expulsión para realizar exploración ginecológicas.
- Posición pélvica.
- Piecera que brinda posiciones de 270° a 180° en forma manual a través de cremallera.
- Sistema porta piernas accionado por medio de una perilla opresora.
- Porta toalleros cromado para rollo o toalla.
- Niveladores que permiten dar estabilidad en superficies irregulares.
- Sistema eléctrico, que permite al médico conectar equipos a la mesa 120V, 10V.

MEDIDAS:

Ancho: 61.0 cm.
Largo: 166.0 cm.
Altura: 90.0 cm.
Peso: 60.100 kg

COLOR VINIL



COLOR MUEBLE



GABINETE MODELO MICHEL



- Fabricada con lamina de acero cubierta de pintura electrostática.
- Consta de:
 - Dos cajones de fácil apertura.
 - Doble puerta abatible.
 - Cubierta termoformada de PVC.

MEDIDAS:

Ancho: 40.0 cm.

Largo: 59.0 cm.

Alto: 84.0 cm.

Peso: 25 kg.

CONSULTORIO INNOVA GINECOLÓGICO VITRINA SENCILLA



- Consultorio con personalidad, seis versátiles componentes para tu espacio.
- Mesa ginecológica, con ajuste de respaldo de cremallera, porta rollo, con piernas y charola recolectora de líquidos.
- Gabinete Michel con dos cajones, opción con lavamanos.
- Vitrina sencilla, con gran capacidad de almacenamiento.
- Banco de consultorio 2K, con ajuste de altura.
- Bote de consultorio Michel, con pedal cromado.
- Banqueta de un peldaño tubular esmaltado.

COLOR VINIL



COLOR MUEBLE



CONSULTORIO INNOVA GINECOLÓGICO VITRINA DOBLE



- Consultorio con personalidad, seis versátiles componentes para tu espacio.
- Mesa ginecológica, con ajuste de respaldo de cremallera, porta rollo, con pierneras y charola recolectora de líquidos.
- Gabinete Michel con dos cajones, opción con lavamanos.
- Vitrina doble, con gran capacidad de almacenamiento.
- Banco de consultorio 2K, con ajuste de altura.
- Bote de consultorio Michel, con pedal cromado.
- Banqueta de un peldaño tubular esmaltado.

COLOR VINIL



COLOR MUEBLE



CARRO PARA EMERGENCIAS DE CUATRO CAJONES



- Alta durabilidad
- Cubierta de acero inoxidable tipo 304 de 51 x 61 cm.
- Asidera de conducción de posición ergonómica.
- Solapa de cierre frontal con candado de un solo uso.
- Cajones de 55 cm. de frente x 44 cm. de fondo con altura de 9,12,15,28 cm.
- Apertura total.
- Correderas de bolas de acero para cargar 10 kg.
- 1Kit divisor para cajón.
- Jaladera embutida.
- Charola retráctil.
- Tabla de masaje cardíaco.
- Soporte para cilindro de oxígeno.
- Porta Suero de altura ajustable.
- Parachoques de goma en las cuatro esquinas.
- Recubrimiento texturizado.

MEDIDAS:

Frente: 61.0 cm.

Fondo: 51.0 cm.

Alto a la cubierta: 98.0 cm.

Peso: 44.0 kg.

Base: 60.0 x 80.0 cm.

CARRO PARA MEDICAMENTOS



- Alta durabilidad. Transporta medicamentos de forma segura.
- Cubierta de acero inoxidable tipo 304 de 60 x 45 cm.
- Manubrio de conducción de perfil tubular de 25 cm. de diámetro y 1.2 mm. de espesor.
- Tres cajones con área útil de 52 x 40 cm. con una altura de 10 cm.
- Cajonera con cerradura total.
- Soporte universal de 13 mm. de diámetro para colocar accesorios.
- Practico entrepaño acharolado.
- Desplazamiento por ruedas de hule termo-plástico de 50 mm. y freno en contra esquina.
- Parachoques de goma en las cuatro esquinas.
- Recubrimiento texturizado.

MEDIDAS:

Frente: 66.0 cm.

Fondo: 45.0 cm.

Alto: 93.5 cm.

Peso: 30.4 kg.

CARRO PORTA EQUIPO ENDOSCOPIA CLASE G



- Alta durabilidad.
- Cubierta acharolada y reforzada con capacidad de 10 kg. se integra pasa-cable y manubrio de conducción
- Estructura solida de acero para estabilidad en planos inclinados.
- Gabinete cerrado con ventanillas y soporte para enredar cable.
- Puertas abatibles con cerradura con acrílico de 6 mm. de espesor color humo.
- Repisa con porta teclado.
- Dos entrepaños ajustables con capacidad de 15 kg.
- Espacios inter-costales para ocultar cableado.
- Fácil desplazamiento .
- Estabilidad en planos inclinados.
- Recubrimiento texturizado.
- Seis contactos no regulados con interruptor general 115 V, 10 amp.

ACCESORIOS OPCIONALES:

- Brazo para monitor 32" extensión 64 cm.
- Brazo para cabezal o mando de endoscopio.
- Soporte para conector de alimentación de endoscopio.

MEDIDAS:

Frente: 66.0 cm.

Fondo: 45.0 cm.

Alto: 93.5 cm.

Peso: 30.4 kg.

PORTAVENOCLISIS CON BASE QUÍNTUPLE INOXIDABLE



- Base quíntuple de acero inoxidable de 1x1 con rodajas.
- Tallo de acero inoxidable, altura variable por medio de una perilla.

MEDIDAS:

Base: 62.0 cm.

Altura: 110.0 - 150.0 cm.

Peso: 3.7 kg

PORTA CUBETA RODABLE



- Alta durabilidad, practica porta cubeta móvil para desechos.
-
- Soporte y arillo de lámina de acero inoxidable tipo 304 de 2.6 mm. de espesor. Protección perimetral de hule color gris.
- Cuatro rodajas de hule termo-plástico de 51 mm. de diámetro con horquilla cromada.
-
- **ACCESORIOS OPCIONALES**
Cubeta de acero inoxidable de 12 litros con 0.9 mm. de espesor con asa de alambón de 6.3 mm. de diámetro.

MEDIDAS:

Diámetro: 38.0 cm.

Alto: 33.0 cm.

Peso: 3.0 kg.

MESA PASTEUR CLASE C



- Cubierta y entrepaños de acero inoxidable tipo 304 pulido P3 con espesor de 0.9 mm.
- Barandal de acero inoxidable tipo 304 pulido P3 con espesor 1.5 mm.
- Estructura en perfil de acero inoxidable tipo 304 25 mm. de diámetro con espesor de 1.2 mm.
- Cuatro rodajas de hule termo-plástico de 76 mm. de diámetro.

Accesorios Opcionales:

- Cajón:
- 100% inoxidable tipo 304 P3.
- Jaladera arrasada.
- Correderas de extensión total 30 cm. para una carga de 30 kg.

MEDIDAS:

Ancho: 38.3 cm.

Alto: 85.4 cm.

Largo: 62.5 cm.

MESA DE RIÑÓN ACERO INOXIDABLE



- Cubierta reforzada de acero inoxidable tipo 304 pulida P3 con espesor de 1.2 mm.
- Barandal de acero inoxidable tipo 304 pulido P3 espesor 1.5 mm.
- Estructura en perfil de acero de 25 mm. de diámetro con espesor 1.2 mm. acabado cromo.
- Seis rodajas de hule termo-plástico de 76 mm. de diametro.

Accesorios Opcionales:

- Entrepañó
- Lamina de acero inoxidable tipo 304 pulido P3 con espesor 1.2 mm.

MEDIDAS:

Ancho: 57.0 cm.

Alto: 99.0 cm.

Largo: 149.0 cm.

Peso: 18.0 kg

MESA DE RIÑÓN CROMADA



- Cubierta y entrepaño fabricado con lámina de acero inoxidable.
- Base fabricada de tubo acero inoxidable.
- Diseño ergonómico tipo célula de trabajo.

Consta de:

- Barandal de acero inoxidable.
- Protector contra caída de objetos y de fácil limpieza.
- Seis rodajas de hule termoplástico color gris que no mancha el piso.
- Entrepaño fabricado con lámina de acero inoxidable acabado pulido.

MEDIDAS:

Ancho: 57.0 cm.

Alto: 99.0 cm.

Largo: 149.0 cm.

Peso: 17.55 kg

CAMA DE HOSPITAL ELÉCTRICA CON 2 POSICIONES Y BASE DE REJILLA



- Ergonómicamente diseñada para la comodidad del paciente.
- Sistema eléctrico ultra silencioso y suave.
- Ajuste de altura ideal para pacientes y cuidadores.
- Protectores anti-impactos de plástico de alta resistencia.
- Bastidor plegable de acero de alta durabilidad.
- Ruedas de 5 x 11/4" de PU de alta durabilidad y resistencia, no deja marcas y son silenciosas.
- Desplazamiento fácil, estable y seguro.
- Freno de seguridad en las 4 llantas.
- Cabecera y piecera desmontable de ABS.
- Cuenta con sistema de emergencia que puede ser alimentado con 2 baterías de 9V en caso de corte eléctrico.




Rango de movimiento:

Panel torso: 0-80°

Panel piernas: 0-40°

Altura fija: 45.0 cm.

Posiciones:



CAMA DE HOSPITAL MANUAL 2 MANIVELAS CON BASE SEMISÓLIDA



- Sistema manual de elevación de 2 posiciones.
- Control remoto de posiciones: cabeza - pies.
- Bastidor plegable de acero de alta durabilidad.
- Barandales de protección deslizables.
- Llantas de goma con freno en cada una de ellas.
- Cabecera y piecera de PVC antioxidante.
- Ergonómicamente diseñada para la comodidad del paciente.
- Soporta un peso de paciente de 135 kg. hasta 175 kg con accesorios.




MEDIDAS:

Largo: 217.0 cm.

Ancho: 97.0 cm.

Peso: 175 kg.

Posiciones:



CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA 2 POSICIONES BASE SEMISÓLIDA



- Sistema eléctrico de elevación de 2 posiciones.
- Control remoto de posiciones: cabeza - pies.
- Bastidor plegable de acero de alta durabilidad.
- Barandales de protección deslizables.
- Llantas de goma con freno en cada una de ellas.
- Cabecera y piecera de PVC antioxidante.
- Ergonómicamente diseñada para la comodidad del paciente.
- Soporta un peso de paciente de 135 kg. hasta 175 kg con accesorios.




MEDIDAS:

Largo: 217.0 cm.

Ancho: 97.0 cm.

Peso: 175 kg.

Posiciones:



COLCHÓN DE PRESIÓN ALTERNA CON SISTEMA DE BURBUJAS



- El colchón de presión alterna Cc01 está compuesto por burbujas de aire particularmente cómodas, ajustándose al cuerpo del paciente gracias al sistema de inflado alterno. Mantiene un alto rango de comodidad y contrarresta la aparición de llagas, úlceras, fístulas, escmas y otras heridas.
- El colchón Cc01 está diseñado para el tratamiento y prevención de lesiones, disminuye la sudoración, favorece la curación de las heridas y brinda máxima comodidad al paciente.

Dimensiones:

Colchón: 195.0 cm. X 88.0 cm. X 7.5 cm.

Extensiones: 50.0 cm. X 88.0 cm.

Compresor: 26.0 cm. X 13.0 cm. X 10.0 cm.

Peso:

Colchón: 2.3 kg

Compresor: 1.4 kg

Rango de presión:

50 a 105 mmHg

Caudal de aire:

4-6 litros / min.

Material del colchón:

EN-71 PVC de grado médico

Grosor del colchón:

0.35 mm.

Resistencia al frío:

-30 grados

MESA PUENTE TIPO HOSPITALARIA PARA CAMA



- Impermeable y resistente al desgaste.
- Acabado con recubrimiento en polvo.
- Cuatro ruedas con freno.
- Fácil de levantar y bajar.
- Bajo nivel de ruido.
- Desmontable.

MEDIDAS:


Largo: 80.0 cm.

Ancho: 50.0 cm.

Alto: 85.0 cm.

Peso: 11 kg.

COLCHÓN PARA CAMA MÉDICA




- Colchón 4 secciones premier.
- Fabricado en poliuretano.
- Densidad alta medidas 2 m X 90 cm. X 9.0 cm.
- Forro DGL azul marino con cierre.
- Capacidad aproximada 110 kg.

COLCHÓN HOSPITALARIO RECTO
17 CM. DE ESPESOR



CAMA PLEGABLE CHR



- Diseño plegable y compacto.
- Fabricada en acero esmaltado a 4 secciones.
- Barandales desmontables.
- 10 niveles de ajuste en respaldo
- 5 niveles de ajuste de altura en descansa pies.



MEDIDAS:

Largo: 190.0 cm.

Ancho: 90.0 cm.

Alto: 37.0 cm.

Peso: 29 kg.

CAMA PARA HOSPITAL MANUAL CON RUEDAS



- Estructura de cuatro paneles tipo panel semisólido para brindar soporte de forma ergonómica.
- Los paneles están fabricados de acero con revestimiento epóxico para mayor resistencia.
- Dos manivelas ubicadas en el extremo de la cama que se ajusta manualmente la posición.
- Equipado con un par de barandales desmontables mayor protección.
- Frenos de seguridad.


MEDIDAS:

Largo: 200.0 cm.

Ancho: 96.0 cm.

Capacidad de Peso: 235 kg.

Posiciones:





PHEMEDICA[®]

DISTRIBUIDORA MÉDICA



 222.933.55.41

 221.349.36.32

PREGUNTA POR NUESTROS DEMÁS CATÁLOGOS